

CONNEX MYUPDATER

Firmware updates zorgen ervoor dat uw hoortoestel altijd up-to-date is.
Met de Connexx myUpdater App kunt u dit eenvoudig zelf doen.



Classic Bluetooth & LE Audio
compatibel hoortoestel


Wanneer er voor uw hoortoestel een update beschikbaar is, krijgt u een melding in de hoortoestel app. **1**
Voordat u van start gaat, zorg dat uw hoortoestellen minstens 80% en telefoon minstens 50% opgeladen zijn. De update duurt ongeveer 3-11 minuten, afhankelijk van uw telefoon.

Gebruik van de myUpdater App via Bluetooth:

1. Installeer de Connexx myUpdater App (zoek op [wsa.connexx.fwupdater](https://www.wsa.connexx.fwupdater))
2. Ga naar instellingen, controleer of Bluetooth "aan" staat en controleer de goedkeuring app-gebruik (Android)
3. Schakel de hoortoestellen uit door ze in de lader te plaatsen of de drukknop ongeveer 3 sec. in te drukken en zet ze vervolgens weer aan
4. Uw hoortoestellen staan nu maximaal 3 minuten in de koppelmodus
5. Het koppelingsproces verloopt automatisch. Wanneer de koppeling geslaagd is, ziet u de melding dat de hoortoestellen succesvol zijn verbonden **2**
6. Klik verder naar de beschikbare update en haal de hoortoestellen uit uw oren **3**
7. Start de update en volg de instructies in de app nauwkeurig **4**
8. Update succesvol **5**



Indien nodig: koppel de hoortoestel app en Connexx accessoires opnieuw



Het proces kan variëren afhankelijk van het specifieke model en de versie van het besturingssysteem. iPhone en App Store zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Het woord Bluetooth® en de bijbehorende logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG Inc. Elk gebruik van deze merkuitingen door WSAUD A/S valt onder een licentieovereenkomst. Andere handelsmerken en handelsnamen blijven eigendom van hun respectieve eigenaren.

Connexx is een geregistreerde handelsmerk van WS Audiology A/S.